


ウサギ抗マウス Cd117/C-Kit モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05532

商品番号: CM0009637



前書き

結合ウサギ抗マウス CD117/c-Kit

モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。マウス CD117

と特異的に反応し、造血幹細胞、肥満細胞、およびメラニン生成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD117/c-Kit mAb
備考/別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3815
遺伝子ID	16590
免疫原	マウス CD117/c-Kit (NP_001116205.1) のアミノ酸 25-523 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	22kDa/108kDa/109kDa
配送	アイスバッグ