


## ウサギ抗マウス Cd117/C-Kit モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05532

商品番号: CM0005778



### 前書き

標識ウサギ抗マウス CD117/c-Kit  
モノクローナル抗体（SWISS:  
P05532）。フローサイトメトリー（FC）に適してお  
り、22/108/109  
kDaの受容体を認識します。幹細胞および造血研究に  
最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| 仕様         | 詳細                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗マウス CD117/c-Kit mAb                                                             |
| 備考/別名      | W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3 |
| 種          | マウス                                                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3815                                                                                |
| 遺伝子ID      | 16590                                                                               |
| 免疫原        | マウス CD117/c-Kitの25-523アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001116205.1)                     |
| ソース        | ウサギ                                                                                 |
| カテゴリ       | モノクローナル抗体                                                                           |
| アプリケーション   | FC                                                                                  |
| 交差反応性      | マウス                                                                                 |
| SWISS      | P05532                                                                              |
| タンパク質重量    | 22kDa/108kDa/109kDa                                                                 |
| 配送         | アイスバッグ                                                                              |