

ウサギ抗マウス Cd119/Ifn-Gamma Receptor 1 モノクローナル抗体 - P15261

商品番号: CM0011718

前書き

標識済み抗マウス CD119（IFN-gamma受容体1）ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞におけるインターフェロンガンマシグナル伝達を解析するためのフローサイトメトリーに適しています。マウス特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD119/IFN-gamma receptor 1 モノクローナル抗体
備考/別名	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
種	マウス
GeneID (ヒト)	3459
GeneID	15979
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD119/IFN-gamma受容体1のアミノ酸26-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_034641.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P15261
タンパク質重量	52 kDa
配送	アイスバッグ