

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCD11a モノクローナル抗体 - P24063

商品番号: CM0010675

前書き

マウスCD11a（インテグリンα-L）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）に最適です。白血球接着研究や免疫細胞研究の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD11a mAb
備考/別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3683
遺伝子ID	16408
免疫原	マウスCD11a（NP_001240801.1）のアミノ酸149-340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
輸送方法	氷袋