

ウサギ抗マウスCd11Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P24063

商品番号: CM0007736

前書き

この結合型ウサギモノクローナル抗体は、マウスCD11a（LFA-1α鎖）を特異的に認識し、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証されています。マウスモデルにおける免疫表現型解析や白血球接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD11a mAb
別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID (マウス)	16408
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
発送方法	保冷剤