


ウサギ抗マウス Cd11b モノクローナル抗体（Fc用） - P05555

商品番号: CM0012320



前書き

マウス CD11b（インテグリン alpha-M）を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。マウスと反応します。白血球接着、補体受容体機能、および神経炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD11b (NP_032427.2) のアミノ酸 143-337 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスパック