


フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCd11bモノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0008400



前書き

で標識された、マウスCD11b（インテグリン α -M、P05555）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用です。マウス検体で検証済みであり、白血球接着、補体受容体機能、食作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD11b mAb
備考/別名	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3684
遺伝子ID	16409
免疫原	マウスCD11b（NP_032427.2）のアミノ酸143～337番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	氷袋