


フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd11B モノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0008731



前書き

マウスCD11b（インテグリンαM、CR3、MAC-1）を標的とするウサギ由来モノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済みです。免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸143-337）です。マウスと交差反応します。単球/マクロファージおよび小膠細胞研究に最適です。UniProt P05555。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD11b mAb
別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID	16409
GeneID (ヒト)	3684
免疫原	マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127 kDa
輸送方法	保冷剤