


フローサイトメトリー用ラビット抗マウスCd11Bモノクローナル抗体 () - P05555

商品番号: CM0004595



前書き

マウスCD11b（インテグリンα-M）を標的とする結合ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。マウスモデルにおける白血球接着、貪食、および補体受容体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送	氷袋