

ウサギ抗マウスCD123モノクローナル抗体（Fc用） - P26952

商品番号: CM0009282

前書き

マウスCD123（IL-3受容体α）に対する抱合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。マウス造血前駆細胞の検出やIL-3シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD123 mAb
別名	CD123; SUT-1; CDw123
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	3563
遺伝子ID	16188
免疫原	マウスCD123（NP_032395.1）のアミノ酸17～331番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P26952
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤