

## ウサギ抗マウスCD124/Il-4Ra Mab（Fc用） - P16382

商品番号: CM0011653

### 前書き

フローサイトメトリー用に設計された、共役標識ウサギ抗マウスCD124/IL-4Rαモノクローナル抗体です。マウスIL-4Rの細胞外ドメインを標的とし、IL-4/IL-13シグナル伝達経路の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗マウスCD124/IL-4Ra mAb                                           |
| 別名       | Il4r; CD124                                                       |
| 対象種      | マウス                                                               |
| ヒト遺伝子ID  | 3566                                                              |
| 遺伝子ID    | 16190                                                             |
| 免疫原      | マウスCD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) のアミノ酸26～233番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                               |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                         |
| 用途       | FC（フローサイトメトリー）                                                    |
| 交差反応性    | マウス                                                               |
| SWISS    | P16382                                                            |
| タンパク質分子量 | 87kDa                                                             |
| 輸送方法     | 氷袋梱包                                                              |