

ウサギ抗マウス Cd124/Il-4Ra モノクローナル抗体（Fc用） - P16382

商品番号: CM0010156

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスCD124/IL-4Rαモノクローナル抗体。細胞外ドメイン（aa 26-233）を認識し、マウスサンプルでバリデーション済み。アレルギーおよび免疫学研究におけるIL-4/IL-13シグナル伝達の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD124/IL-4Ra mAb
備考／別名	Il4r; CD124
種	マウス
GeneID（ヒト）	3566
GeneID	16190
免疫原	マウスCD124/IL-4Raのアミノ酸26-233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001008700.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16382
タンパク質分子量	87kDa
輸送条件	保冷バッグ