

ウサギ抗マウス Cd126/Il-6Rα鎖 モノクローナル抗体 - P22272

商品番号: CM0009918

前書き

フローサイトメトリー用にで標識された、マウスIL-6Rα（CD126）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ネイティブなIL-6Rαを検出し、免疫学および炎症研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD126/IL-6Rα鎖 モノクローナル抗体
備考/別名	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3570
遺伝子ID (マウス)	16194
免疫原	組換えタンパク質；マウス CD126/IL-6Rα鎖のアミノ酸20-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_034689.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P22272
タンパク質重量	50kDa
配送	保冷剤（アイスバッグ）