

ウサギ抗マウス Cd126/IL-6Rα鎖モノクローナル抗体（Fc用） - P22272

商品番号: CM0005512

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスIL-6受容体アルファ[CD126/IL-6Rα]用）。フローサイトメトリー（FC）にて検証済み。IL-6シグナル伝達、免疫応答、および炎症性疾患の研究に適しています。UniProt: P22272。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD126/IL-6Rα鎖 mAb
備考/別名	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3570
GeneID (マウス)	16194
免疫原	マウスCD126/IL-6Rα鎖（NP_034689.2）のアミノ酸20番～357番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P22272
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ