

標識 ウサギ 抗マウス Cd126/Il-6Rα 鎖 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P22272

商品番号: CM0009141

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD126/インターロイキン-6受容体α鎖（IL-6Rα）を標的とし、フローサイトメトリー用です。膜結合型および可溶型の両方を検出し、免疫応答および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD126/IL-6Rα 鎖 mAb
備考/別名	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3570
GeneID	16194
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD126/IL-6Rα鎖（NP_034689.2）のアミノ酸20-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P22272
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ