


フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス CD127/IL-7Rα モノクローナル抗体 - P16872

商品番号: CM0010831



前書き

マウス CD127/IL-7Rα に対する高品質な標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーに適しています。脾臓、胸腺におけるインターロイキン7およびTSLP受容体シグナル伝達、ならびに免疫細胞の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	CD127 ; IL-7Rα
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3575
遺伝子ID (マウス)	16197
免疫原	マウス CD127/IL-7Rα のアミノ酸21～239 (NP_612564.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P16872
タンパク質重量	51kDa
輸送	保冷バッグ