


ウサギ抗マウス Cd130/Gp130 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00560

商品番号: CM0006259



前書き

マウス CD130/gp130 (IL6ST)
細胞外ドメインを標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、マウス試料に反応性を示します。
免疫、骨、神経シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD130/gp130 mAb
備考/別名	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3572
遺伝子ID (マウス)	16195
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD130/gp130 (NP_034690.3) のアミノ酸 23-617 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00560
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷バッグ