

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス Cd138/Syndecan-1 モノクローナル抗体 - P18828

商品番号: CM0006143

前書き

フローサイトメトリー用途向け、マウス
CD138/Syndecan-1 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。エクソソーム生合成
および細胞外マトリックス相互作用研究で検証済み。
マウスと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD138/Syndecan-1 mAb
備考/別名	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID (マウス)	20969
免疫原	マウス CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) のアミノ酸 23-255 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18828
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ