

If-PおよびFc用 ウサギ抗マウスCd138/シンデカン-1 モノクローナル抗体 - P18828

商品番号: CM0012444

前書き

免疫蛍光法（IF-P）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済みの、共役ウサギ抗マウスCD138/シンデカン-1モノクローナル抗体です。エクソソーム生合成、細胞接着、シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD138/シンデカン-1 mAb
別名	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	20969
免疫原	組換えタンパク質[マウスCD138/シンデカン-1 (NP_035649.1)の氨基酸23～255番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	IF-P, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18828
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤