


Rabbit Anti-Mouse Cd14 Monoclonal Antibody For Fc - P10810

商品番号: CM0010592



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、マウスCD14に対する結合ウサギモノクローナル抗体。マウスCD14は、LPSおよび細菌性リポペプチドの重要な自然免疫コレセプターです。免疫学研究におけるマクロファージサブセットの免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD14 mAb
備考/別名	CD14
種	マウス
GeneID (ヒト)	929
GeneID (マウス)	12475
免疫原	マウスCD14 (NP_033971.1) のアミノ酸18-345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10810
タンパク質分子量	39 kDa
配送	アイスパック