


ウサギ抗マウスCd14モノクローナル抗体（Fc用） - P10810

商品番号: CM0010270



前書き

マウスCD14に対する標識ウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリー（FC）で検証済み。39 kDaの単球分化抗原を標的とし、細菌性リポポリサッカライド（LPS）の共受容体および自然免疫応答のメディエーターとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD14 mAb
備考/別名	CD14
種	マウス
GeneID (ヒト)	929
GeneID	12475
免疫原	マウスCD14（NP_033971.1）のアミノ酸18-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10810
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ