


ウサギ 抗マウス Cd140B/Pdgfr ベータ モノクローナル抗体（Fc用） - P05622

商品番号: CM0009106



前書き

マウスCD140b/PDGFRベータ受容体を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途で検証済み、マウスに特異的に反応します。予測分子量123 kDa。発生、血管新生、腎線維化におけるPDGFシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD140b/PDGFR ベータ mAb
備考/別名	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	5159
GeneID (マウス)	18596
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD140b/PDGFRベータのアミノ酸32-530を含む組換え融合タンパク質、NP_032835.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05622
タンパク質分子量	123kDa
発送	保冷バッグ