


フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd140B/Pdgfr β モノクローナル抗体 - P05622

商品番号: CM0009536



前書き

マウスCD140b/PDGFR β に対する結合ウサギモノクローナル抗体（P05622）で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。血管生物学、周皮細胞、腎線維化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD140b/PDGFR β mAb
備考/別名	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	5159
GeneID	18596
免疫原	マウスCD140b/PDGFR β (NP_032835.2) のアミノ酸32～530番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P05622
タンパク質分子量	123kDa
発送方法	氷袋