

Fc用ウサギ抗マウスCd144/VE-カドヘリンモノクローナル抗体 - P55284

商品番号: CM0010343



前書き

マウスCD144/VE-カドヘリン (Swiss-Prot P55284) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、内皮細胞生物学および血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD144/VE-カドヘリンmAb
備考/別名	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1003
遺伝子ID (マウス)	12562
免疫原	マウスCD144/VE-カドヘリン (NP_033998.2) のアミノ酸46〜592番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISSプロット	P55284
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷剤