

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス Cd144/VE-カドヘリン モノクローナル抗体 - P55284

商品番号: CM0008033



前書き

ABflo 647 標識ウサギモノクローナル抗体、マウス CD144/VE-カドヘリン (SWISS P55284) を標的とし、フローサイトメトリー用です。血管内皮カドヘリンの検出を可能にし、内皮細胞接着、結合組織化、血管生物学研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD144/VE-カドヘリン mAb
備考/別名	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
種	マウス
GeneID (ヒト)	1003
GeneID (マウス)	12562
免疫原	マウス CD144/VE-カドヘリン (NP_033998.2) のアミノ酸 46-592 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P55284
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ