

Rabbit Anti-Mouse Cd146 Monoclonal Antibody For Fc - Q8R2Y2

商品番号: CM0010547

前書き

マウスCD146（MUC18/gicerin）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）について検証済み。細胞外ドメイン（aa 24-563）を標的とします。メラノーマ接着および内皮単層の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD146 mAb
備考/別名	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
種	Mouse
GeneID (ヒト)	4162
GeneID	84004
免疫原	マウスCD146（NP_075548.2）のアミノ酸24-563内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	Q8R2Y2
タンパク質分子量	71kDa
配送	Ice bag