

ウサギ抗マウス Cd146 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8R2Y2

商品番号: CM0008966

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスCD146 (MUC18)用）。マウスサンプルにおけるフローサイトメトリー（FC）で検証済み。メラノーマおよび内皮研究における細胞接着分子の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD146 mAb
備考/別名	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
種	マウス
GeneID (ヒト)	4162
GeneID	84004
免疫原	マウスCD146 (NP_075548.2) のアミノ酸24-563内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Y2
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ