

ウサギ抗マウス Cd150/Slam Mab - Q9Qum4

商品番号: CM0007842

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（抗マウスCD150/SLAM）、フローサイトメトリー用に検証済み。免疫細胞上に発現するシグナリングリンパ球活性化分子を標的とし、免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD150/SLAM mAb
備考/別名	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
種	マウス
GeneID（ヒト）	6504
GeneID	27218
免疫原	マウスCD150/SLAM（NP_038758.2）のアミノ酸25-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	38kDa
出荷	アイスバッグ