

Rabbit Anti-Mouse Cd150/Slam Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Qum4

商品番号: CM0008466

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。マウスCD150/SLAM（SLAMF1）、免疫活性化を調節する自己リガンド受容体を標的とします。フローサイトメトリーに適しています。タンパク質分子量は約38 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
備考/別名	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
種	マウス
GeneID (ヒト)	6504
GeneID	27218
免疫原	マウスCD150/SLAM (NP_038758.2) のアミノ酸25-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋