

ウサギ抗マウス Cd161C/Nk1.1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P27814

商品番号: CM0011917

前書き

マウス CD161c/NK1.1 (Klrb1c) を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原により、NK細胞の特異的検出を保証します。免疫学および腫瘍学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD161c/NK1.1 mAb
備考/別名	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRPI; Nk1.2; Klrb1b; NK-RPI; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRPI40; NKR-P1.9
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3820
遺伝子ID	17059
免疫原	組換えタンパク質 (マウス CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) のアミノ酸 67-223 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ