

Rabbit Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P27814

商品番号: CM0007954

前書き

フローサイトメトリー用マウスCD161c/NK1.1標識結合ウサギモノクローナル抗体。NK細胞表面抗原NK1.1を検出；自然免疫細胞の免疫表現型解析および機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
備考/別名	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrblb, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrplb, Nkrplc, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3820
遺伝子ID (マウス)	17059
免疫原	マウスCD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) のアミノ酸67-223を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋