

Rabbit Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Monoclonal Antibody For Fc - Q3Ta56

商品番号: CM0012778

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体。マウスCD162/PSGL-1 (Selp1) を標的とします。フローサイトメトリー (FC) 用途に設計されており、マウスと交差反応します。シグナルペプチドおよび膜貫通ドメインを含む膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
備考/別名	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6404
遺伝子ID	20345
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q3TA56
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋