

ウサギ抗マウス Cd162/Psgl-1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q3Ta56

商品番号: CM0011161

前書き

マウス CD162/PSGL-1（Q3TA56）を特異的に標的とする蛍光色素結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済みで、細胞接着および白血球遊走の免疫学的研究における信頼性の高いツールとして使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD162/PSGL-1 mAb
備考／別名	CD162 ; Psgl1 ; Selp1 ; Selp1 ; Psgl-1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6404
遺伝子ID	20345
免疫原	マウス CD162/PSGL-1 のアミノ酸 18～320 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_033177.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q3TA56
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ