

ウサギ抗マウスCd19 Mab（フローサイトメトリー用） - P25918

商品番号: CM0004657

前書き

で標識された高品質なウサギモノクローナル抗マウスCD19抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。脾臓、骨髄、末梢血におけるB細胞の正確な同定を可能にし、免疫学および腫瘍学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD19 mAb
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	930
GeneID	12478
免疫原	マウスCD19組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤