

ウサギ抗マウス Cd19 モノクローナル抗体（Fc用） - P25918

商品番号: CM0010741

前書き

フローサイトメトリー（FC）用結合ウサギ抗マウス CD19 モノクローナル抗体。Bリンパ球抗原CD19（60 kDa）を標的とし、B細胞の分化と機能に重要なBCR 共受容体です。マウスB細胞で検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD19 mAb
備考/別名	Cd19
種	マウス
GeneID (ヒト)	930
GeneID	12478
免疫原	マウス CD19 (NP_033974.2) のアミノ酸19-287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
配送方法	アイスバッグ