

ウサギ 抗マウス Cd19 モノクローナル抗体 For Fc - P25918

商品番号: CM0010339

前書き

マウスCD19（BCRシグナル伝達のBリンパ球抗原共受容体）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルのフローサイトメトリー用に最適化。B細胞免疫表現型解析および診断研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD19 mAb
備考/別名	Cd19
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	12478
免疫原	マウスCD19組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送条件	保冷剤