

ウサギ抗マウスCd19モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25918

商品番号: CM0006134

前書き

マウスCD19に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、B細胞の免疫表現型解析やリンパ球研究に最適です。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD19 mAb
備考/別名	Cd19
種	マウス
GeneID (ヒト)	930
GeneID	12478
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD19（NP_033974.2）のアミノ酸19-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ