

Rabbit Anti-Mouse Cd19 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P25918

商品番号: CM0008988

前書き

マウスCD19を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、マウスモデルにおけるB細胞免疫表現型解析に適しています。SWISS: P25918。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
備考/別名	CD19
種	Mouse
GeneID (ヒト)	930
GeneID	12478
免疫原	マウスCD19の組換えタンパク質。
由来	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋