

ウサギ抗マウスCd19モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25918

商品番号: CM0007966

前書き

フローサイトメトリー用の、マウスCD19を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。脾細胞、骨髄細胞、リンパ節細胞上のBリンパ球抗原を検出します。組換えタンパク質由来で、マウスCD19に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD19 mAb
種	マウス
GeneID（ヒト）	930
GeneID	12478
免疫原	マウスCD19の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質重量	60 kDa
輸送	保冷バッグ