

ウサギ抗マウス Cd2 Mab（Fc用） - P08920

商品番号: CM0008183

前書き

フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みのウサギ抗マウス
CD2モノクローナル抗体。マウスCD2（Ly37/LFA-2）を特異的に検出し、T細胞の接着およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD2 mAb
備考／別名	Ly37；LFA-2；Ly-37
種	マウス
GeneID（ヒト）	914
GeneID	12481
免疫原	マウスCD2（NP_038514.1）のアミノ酸23～203に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P08920
タンパク質分子量	38kDa
輸送条件	保冷バッグ