

ウサギ抗マウスCD2モノクローナル抗体（Fc用） - P08920

商品番号: CM0009007

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギモノクローナル抗体で、マウスCD2（Ly-37/LFA-2）を標的とします。マウスと反応し、免疫原はアミノ酸23～203番に由来します。T細胞の接着およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD2 mAb
別名	Ly37; LFA-2; Ly-37
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	914
遺伝子ID	12481
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD2（NP_038514.1）のアミノ酸23～203番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P08920
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤梱包