

ウサギ抗マウスCD2モノクローナル抗体（Fc用） - P08920

商品番号: CM0005714

前書き

フローサイトメトリー用の共役型ウサギ抗マウスCD2（LFA-2、Ly37）モノクローナル抗体です。接着および活性化に参与するT細胞表面抗原を認識します。マウス検体への使用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD2 mAb
別名	Ly37; LFA-2; Ly-37
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	914
GeneID	12481
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD2（NP_038514.1）のアミノ酸23～203番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P08920
タンパク質分子量	38kDa
発送	氷包