

ウサギ抗マウスCD2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08920

商品番号: CM0008304

前書き

マウスCD2（Ly-37、LFA-2）に対する共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。分子量38 kDaのT細胞表面接着分子を認識し、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD2 mAb
別名	Ly37; LFA-2; Ly-37
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	914
GeneID	12481
免疫原	マウスCD2（NP_038514.1）のアミノ酸23-203番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P08920
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋