


## ウサギ抗マウスCD200/Ox2 モノクローナル抗体（Fc用途） - O54901

商品番号: CM0004797



### 前書き

#### マウスCD200/OX-

2膜糖タンパク質を標的とする、結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、マウスに特異的に反応します。イムノゲンは非コンジュゲート組換え型で、アミノ酸31-232番に対応します。UniProt O54901。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗マウスCD200/OX2 mAb                                      |
| 別名         | OX2; Mox2                                                 |
| 対象種        | マウス                                                       |
| GeneID（ヒト） | 4345                                                      |
| GeneID     | 17470                                                     |
| 免疫原        | マウスCD200/OX2（NP_034948.3）のアミノ酸31-232番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                 |
| 適用用途       | FC（フローサイトメトリー）                                            |
| 交差反応性      | マウス                                                       |
| SWISS      | O54901                                                    |
| タンパク質分子量   | 31kDa                                                     |
| 発送条件       | 保冷剤                                                       |