

ウサギ抗マウス Cd201/Epcr モノクローナル抗体 (Fc用) - Q64695

商品番号: CM0006239

前書き

マウス CD201/EPCR (PROCR) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。血管内皮プロテイン
C受容体のフローサイトメトリー解析用に設計されて
おり、免疫原はアミノ酸18-
210の領域をカバーしています。マウスに対して特異
的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD201/EPCR mAb
備考/別名	Ccca; Epcr; Ced41
種	マウス
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	19124
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD201/EPCR (NP_035301.2) のアミノ酸18-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64695
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ