

Rabbit Anti-Mouse Cd201/Epcr Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q64695

商品番号: CM0008628

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、マウスCD201/EPCR（内皮タンパク質C受容体）に対する結合ウサギモノクローナル抗体。血液凝固に関与する27 kDaの膜受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD201/EPCR mAb
備考/別名	Cccl; Epcr; Ccd41
種	マウス
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	19124
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64695
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋