

ウサギ抗マウスCd201/Epcrモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q64695

商品番号: CM0004004

前書き

マウスCD201/EPCRを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での検証が完了しており、血管内皮細胞研究や凝固系研究に最適です。分子量：27 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD201/EPCR mAb
備考／別名	Ccca; Epcr; Ccd41
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	10544
遺伝子ID	19124
免疫原	マウスCD201/EPCR（NP_035301.2）のアミノ酸18～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64695
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤