

Rabbit Anti-Mouse Cd205/Dec-205 Monoclonal Antibody For Fc - Q60767

商品番号: CM0011907

前書き

マウスCD205/DEC-205（Ly75、樹状細胞上の197 kDaエンドサイトーシス受容体）を標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み、マウスに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
備考/別名	CD205; DEC205; DEC-205
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	100526664
遺伝子ID	17076
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD205/DEC-205（NP_038853.2）のアミノ酸216-490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60767
タンパク質分子量	197kDa
配送	アイスバッグ