

ウサギ抗マウス Cd205/Dec-205 モノクローナル抗体 () Fc用 - Q60767

商品番号: CM0004226

前書き

マウス CD205/DEC-205 (Ly75) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み、約197kDaのタンパク質を検出、マウスと反応します。樹状細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD205/DEC-205 mAb
備考/別名	CD205; DEC205; DEC-205
種	マウス
GeneID (ヒト)	100526664
GeneID	17076
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD205/DEC-205 (NP_038853.2) のアミノ酸 216-490 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60767
タンパク質分子量	197kDa
配送	アイスバッグ