

ウサギ抗マウスCd205/Dec-205

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q60767

商品番号: CM0004407

前書き

マウスCD205/DEC-205を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウスモデルにおける樹状細胞機能や抗原取り込み経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD205/DEC-205 mAb
別名	CD205; DEC205; DEC-205
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	100526664
遺伝子ID	17076
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q60767
タンパク質分子量	197kDa
輸送方法	氷袋梱包